


**Zijhek douchebrancard/aankleedtafel electrisch hoog/laag aan de wand
type 67905120 (L=160) & 67905125 (L=190)**

| Stuknr. | Art.nr. | Aantal | Naam | Materiaal | Opm./ Tek.nr. |
|---------|----------------------|--------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 150 | 70512001 70512501 | 1 | Zijhek | St + RVS gec. | 5120-26 (L=160) 5125-29 (L=190) |
| 151 | 70512002 | 2 | Scharnierstuk | RVS 304 | 5120-27 |
| 152 | | 4 | Zeskantbout | A2 | M6x35 DIN931 |
| 153 | 70500501 | 1 | Borgstift | RVS | - |
| 154 | | 4 | Borgmoer | A2 | M6 DIN985 |
| 155 | | 8 | Sluistring | PA | M6 DIN125 PA |
| 156 | | 4 | Moerkap | PE (wit) | M6 |



H:\SW-Tek\Felikaan lijn\5120\

| | |
|--|-------------------|
| Getekend: PS | Datum: 27-04-2006 |
| Revisie: 1 /PS | Datum: 28-04-2009 |
| Revisie: - /PS | Datum: - |
| Auteursrecht volgens de wet voorbehouden | Maateenheid: mm |

Overzicht onderdelen

Lopital Nederland bv

Type nr: 67905120/5125